

StrengthErgo®衛生用オプション

感染症・衛生対策に!

ハンドルグリップ保護シート



巻くだけ

簡単取付

アルコール
消毒対応

StrengthErgo®衛生用オプション

製品一覧 材質：ポリ塩化ビニル(PVC)

対応機種	保護シート	取付時
ストレングスエルゴ8 / 8V2 	面ファスナータイプ 形名:50SY01295G51 	左右  ※写真は2枚セット×2(4枚)使用時
ストレングスエルゴ5 アップライトモデル 	(サイズ: 幅140mm, φ36, 厚0.15mm) ※他社製エルゴメータでも使用できます。 適用範囲φ30~φ36	左右  ※写真は2枚セット×2(4枚)使用時
ストレングスエルゴ5 リカンベントモデル 	面ファスナータイプ 形名:50SY01296G51 	左右 
ストレングスエルゴ240 	筒タイプ 形名:50SY01298G51 	左右  筒タイプ 面ファスナータイプ
面ファスナータイプ 形名:50SY01297G51 	(サイズ: 幅215mm, φ36, 厚0.15mm)	

本体のハンドルグリップが劣化、損傷している場合はハンドルグリップのみの交換も承っております。

※上記価格に消費税は含まれておりません。

製造・発売元

三菱電機エンジニアリング株式会社

〒108-0014 東京都港区芝5-34-2 ミタマチテラス

三菱電機エンジニアリングホームページ <https://www.mee.co.jp/>

ストレングスエルゴホームページ <https://www.mee.co.jp/sales/other/strengthergo/>

「ストレングスエルゴ」および「StrengthErgo」は三菱電機エンジニアリングの登録商標です。

【お問い合わせ先】

名古屋事業所……………〒452-0805 名古屋市西区市場木町383番地

TEL(052)502-1652 FAX(052)502-1654

Email mee.mei.mkt_ergo@mp.mee.co.jp

【製造販売業者】

三菱電機エンジニアリング株式会社

〒452-0805 名古屋市西区市場木町390番地 ミュキビジネスパーク一号館

●製品の仕様や構成の一部が予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

<ご使用前に>

●取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。



StrengthErgo
Website

代理店

医療機器製造販売業許可番号

23B2X10006

この印刷物は、2026年5月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告なく変更する場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。