



トピックス

(1)「ストレングスエルゴ 8/240」の学会展示会等への出展紹介

①第46回日本リハビリテーション医学会学術集会にてストレングスエルゴ関連発表3件

・テーマ:リハビリテーション医学—夢と希望への挑戦 会期:2009年6月4日(木)~6日(土)

会場: [グランシップ\(静岡市\)](#) ホームページ: <http://www.congre.co.jp/jarm2009/>

・ストレングスエルゴ関連の発表演題一覧

今回の学術集会ではストレングスエルゴ関連の演題件数は3件となりました。以下にその標題をご紹介します。

1-7-24 脳卒中患者の無酸素性パワー評価テストの開発—第2報—

弘前大学大学院保健学研究科 岩田学

1-8-5 冠動脈バイパス術後の心臓リハビリテーションにおけるインスリン抵抗性の改善

埼玉医科大学国際医療センター心臓リハビリテーション科 牧田茂

2-8-20 THA後患者におけるエルゴメータを用いたフィットネスの評価—健常人との比較—

国民健康保険中部病院リハビリテーション科 鈴木幹次郎

(2)「ストレングスエルゴ 8/240」の外部接続機器のご紹介

外部の接続機器から負荷量をコントロールしたり、外部の機器から心拍を入力し表示する事ができます。

メーカー	機種	SE240		SE8	
		負荷制御	心拍表示	負荷制御	心拍表示
フクダ電子	ML-9000	○	○	○	○
	ML-6500	○	○	○	○
	ML-3600	○	○	○	○
	ML-1120	○	○	○	○
	FCP-4721	○	○	○	×
	FX-7542	○	○	○	×
	メータマックス	○	×	○	×
	メータライザー	○	×	○	×
ミナト医科学	AE-300S	○	×	○	×
	AE-280S	○	×	○	×
日本光電工業	ECG-1550	○	○	○	○
	ECG-9522	○	○	○	○
GE横河メディカル	CASE	×	×	○	×
インターリハ	Cpex-1	×	×	○	×
チェスト	CENTAURA-1	×	×	○	×

StrengthErgo. 240



詳細はお問い合わせください。

なお、接続には専用ケーブルが別途必要です。



あとがき

いよいよ夏本番となり、暑い日が続いています。
これからもお役に立てる情報を掲載していきますので、
今後も引き続き、貴重な情報をお寄せください。



発行元：三菱電機エンジニアリング株式会社
名古屋事業所 営業部 営業技術課
〒486-0906 愛知県春日井市下町屋町字下屋敷 139
TEL (0568)-36-3784 FAX(0568)-36-2376